

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	DOKÜMAN KODU	S.SH.PR.22
		YAYIN TARİHİ	25.06.2018
		REVİZYON NO	01
	STERİLİZASYON PROSEDÜRÜ	REVİZYON TARİHİ	01.11.2019
		SAYFA NO	Sayfa 1 / 1

1. AMAÇ

M.S.Ü. ye gelen kullanılmış aletlerin gerekli dekontaminasyon , paketlenme işlemlerinden sonra uygun sterilizasyonunu sağlamak ve yapılan tüm sterilizasyon işlemlerini kayıt altına almak

2. KAPSAM

MSÜ çalışanları

3.TALİMAT

1. Sterilizasyon (otoklav) cihazı açma/ kapama düğmesinden açılır. Su/ basınç/hava göstergeleri kontrol edilir. Ve cihazın hazır konuma gelmesi beklenir.
2. Haftanın ilk günü vakum-kaçak testi yapılır. Test sonucu 1 mmbar den küçük ise haftada 1 kez , sonuç 1-1,3 mmbar arasında ise her gün vakum kaçak testi tekrarlanır.Test sonucu 1,3 mmbar dan büyük ise cihaz kullanıma kapatılarak teknik servise bilgi verilir.
3. Cihazda vakum kaçak testinden sonra Bowie-Dick test yapılır.
 - a. Cihaz boş iken hergün ilk sterilizasyon programından önce yapılır.
 - b. Hazır konuma gelen sterilizasyon cihazı içerisine alt rafa hücrenin orta kısmına Bowie & Dick test paketi konulur.
 - c. Hazır konuma gelen cihaz ekranından Bowie&Dick test programı seçilerek program başlatılır.
 - d. Program bittikten sonra otoklavı açılan ön kapısından test paketi alınarak kontrol edilir. İndikatörlerdeki renk değişimi değerlendirilerek homojen olup olmadığı kontrol edilir. Test Sonucu olumlu ise kayıt altına alınarak sterilizasyon işlemlerine devam edilir. Olumsuz ise teknik servise bilgi verilerek sorunun giderilmesi sağlanır.
4. Bowie&Dick test olumlu ise sterilizasyon işlemine geçilir. Paketlenen malzemeler sterilizasyon cihazı sepetlerine kağıt /kağıda yüzeye , film / film yüzeye gelecek şekilde yerleştirilir.
5. Sterilizasyon cihazı hücre içi maksimum % 70 i kadar yükleme yapılır.Yükleme yapılırken buhar geçişlerinin rahat olmasına dikkat edilir.
6. Her hafta başında ilk yükte biyolojik indikatör de sterilizasyon cihazı içine konularak cihaz kapağı kapatılarak cihaz uygun programda çalıştırılır.
7. Program bittiğinde cihaz steril alan kapısından boşaltılarak malzemeler istif raflarına yerleştirilir.
8. İlk Yükte konulan biyolojik indikatör inkübasyon işlemi yapılır. İnkübasyondan sonra biyolojik indikatör sonucu negatif ise steril olan malzemeler dağıtılabilir.

Sterilizasyon prosedürü tamamlandıktan sonra yapılan tüm işlemler kayıt altına alınır. Gerekli formlar düzenlenir.