

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	DOKÜMAN KODU	S.EN.TL.43
		YAYIN TARİHİ	01.04.2020
		REVİZYON NO	-
	GÖZLÜK-YÜZ KORUYUCU SİPERLİK KULLANMA VE DEZENFEKSİYON TALİMATI	REVİZYON TARİHİ	-
		SAYFA NO	Sayfa 1 / 1

1)AMAÇ: Bulaşıcı hastalıkların hastadan personele, personelden hastaya veya bir hastadan diğer bir hastaya bulaşma riskini azaltmak için gözlük/yüz koruyucu siperlik kullanma ve dezenfeksiyon yöntemlerini belirlemektir.

2)KAPSAM: Hastanedeki tüm sağlık çalışanlarının uygun şekilde gözlük/yüz koruyucu siperlik kullanımı ve dezenfeksiyonu faaliyetlerini kapsar.

3)SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından tanı, tedavi ve bakım uygulamalarında görev alan tüm hastane çalışanları sorumludur.

4)FAALİYET AKIŞI

4.1 Gözlük/Yüz Koruyucu Siperlik Kullanılması Gereken Durumlar

Dış hekimliği uygulamaların da , aspirasyon gibi işlemler ile laboratuvar çalışmaları sırasında vücut sıvıları, salgılar, kan sıçrama vs. olasılıklarda, Cerrahi girişimler esnasında vücut sıvıları, salgılar, kan ve doku sıçrama olasılığında kullanılır.

4.2 Gözlük/yüz Koruyucu Siperlik Nasıl Kullanılır

Gözlük/yüz koruyucu siperlik bütünlüğü kontrol edilir.

El hijyeni sağlanır.

Kişisel koruyucu ekipman (KKE) sıra sıra uygun şekilde gözlük/yüz koruyucu siperlik sırası geldiğinde yüz ve gözler tam kapanacak şekilde takılır.

İşlem bittikten sonra gözlük-yüz koruyucusunun dış yüzeyi kontamine kabul edilir.

Gözlük-yüz koruyucu siperlik başın arkasındaki kafa bandı kaldırılarak ön tarafına dokunulmadan çıkartılır.

Çıkarıldıktan sonra kontamine olan malzeme kirli kabına konur.

Çıkarıldıktan sonra el hijyeni sağlanır.

Gözlük-yüz koruyucu tekrar kullanılabilir özelliğe sahipse temizlik işlemi için uygun yere bırakılır, değilse tıbbi atık kutusuna atılır.

4.3Gözlük/yüz Koruyucu Siperlik Temizlik/Dezenfeksiyonu

Tekrar kullanılabilir özellikteki gözlükler, su ile mekanik temizliği yapıldıktan sonra kurulanır. Daha sonra %70 etil alkol ile silinip dezenfekte edilerek kendi kendine kurumak üzere uygun temiz bir alana bırakılır.

Kan, sekresyon, kusmuk vs. sıçramış ise mekanik temizliği yapıldıktan sonra 1/10 oranında karışım hazırlanarak içerisinde 10 dakika bekletilip, durulanıp, kurulanır.

Dezenfekte edilen gözlükler tekrar kullanılmak üzere uygun alanda saklanır.